



ADVERTENCIA

INFLADO CORRECTO DE ESTE ALMOHADÓN



Antes de utilizar este producto por favor leer las siguientes instrucciones.

INFLADO INSUFICIENTE

Luego de inflar el almohadón, al presionar el mismo, sentirá el tacto de la superficie donde se encuentra apoyado.



INFLADO APROPIADO

Luego de inflar, el almohadón tendrá una ligera curvatura. Notará pliegues alrededor de los nueve huecos. Al presionar el mismo, tendrá elasticidad.



INFLADO EXCESIVO

Luego de inflar, el almohadón tendrá una mayor curvatura. Notará pliegues solo debido a la propia curvatura en cada hueco. Al presionar el mismo, tendrá una baja elasticidad. ESTA CONDICIÓN REDUCIRÁ SU VIDA ÚTIL, ocasionando posibles pinchaduras.

