



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

TRATAMIENTO MÉDICO



ALMOHADILLA TÉRMICA CUORE FEM



Imagen ilustrativa

1 año de garantía

Venta libre

Producto médico registrado según P.M. 97-31

SKU (REF)		AL90-FEM
Marca		Silfab
Modelo		Small
Origen		Argentina
Aplicación (Usos)		Zona Abdominal (Dolores menstruales y dolores por endometriosis)
Dimensiones (Medidas Peso)		35 x 22 cm 0,31 Kg
Sistema de Sujeción	Tipo	Elástico con hebilla
	Regulación	60cm (mínima) 120cm (máxima)
Funda de tela	Desmontable	Sí, mediante abrojo
	Lavable	Sí
Alimentación nominal		220 V ~ 50 Hz
Potencia		50 W
Clase eléctrica		II
Parte Aplicable		Tipo B
Material	Tela	Poliéster cool frisado color fucsia
	Conjunto térmico	PVC + Goma espuma + Poliéster no tejido con retardante de llama
Regulación de temperatura	Nivel 1	55 °C
	Nivel 2	60°C
Termostato de seguridad		Sí
Capas de aislación		2
Llave de doble corte		Sí, con indicación led e indicación nivel de temperatura
Observaciones		Sistema de calentamiento protegido Con estuche para guardado

EMBALAJE	Caja individual	Caja grupal
Dimensiones (Largo/Ancho/Alto)	280 / 220 / 60 mm	395/ 195 / 245 mm
Peso	0,35 Kg	2,4 Kg
Código de barras primario (EAN13)	7798028884629	-
Código de barras grupal (DUN14)	-	47798028884627
Unidad de empaque	1	6

CONDICIONES AMBIENTALES	Uso	Almacenamiento
Temperatura ambiente	5 a 40 °C	-10 a 50 °C
Humedad Ambiente	30 a 95 %	10 a 95 %
Presión Ambiente	700 a 1060 hPa	500 a 1060 hPa

Las imágenes y/o gráficas son meramente ilustrativas. La información puede no corresponder con productos fabricados o importados con antelación a la fecha de emisión de este documento.

EETT-ALMOHADILLA TÉRMICA CUORE FEM AL90-FEM v02

La última hoja de este documento puede no estar visible debido a que es de uso interno del Sistema de Gestión de Calidad de Silvestrin Fabris S.R.L.