



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

TRATAMIENTO MÉDICO



ALMOHADILLA TÉRMICA CERVICAL




imagen ilustrativa

1 año de garantía

Venta libre

Producto médico registrado según P.M. 97-31

SKU (REF)		AL92-GR
Marca		Silfab
Origen		Argentina
Aplicación		Cervical
Medidas (Aproximadas)		25 x 47,5 cm
Sistema de Sujeción		Velcro (abrojo)
Funda de tela	Desmontable	Sí, mediante broches.
	Lavable	Sí
Alimentación nominal		220 V ~ 50 Hz
Potencia		50 W
Clase eléctrica		II
Parte Aplicable		Tipo B
	Tela	Poliéster cool frisado color gris
Material		PVC
	Conjunto térmico	Goma espuma
		Poliéster no tejido con retardante de llama
Niveles de temperatura		2
Temperatura máxima	Nivel 1	48 °C
	Nivel 2	60 °C (promedio 55°C)
Termostato de seguridad		Sí
Capas de aislación		2
Llave de doble corte		Sí
Sistema de calentamiento protegido		Sí
Observaciones		-

EMBALAJE

	Caja individual	Caja grupal
Dimensiones (Largo/Ancho/Alto)	187 / 64 / 237 mm	405 / 205 / 255 mm
Peso	0,37 Kg	2,5 Kg
Código de barras primario (EAN13)	7798028884230	-
Código de barras grupal (DUN14)	-	47798028884238
Unidad de empaque	1	6

CONDICIONES AMBIENTALES

	Uso	Almacenamiento
Temperatura ambiente	5 a 40 °C	-10 a 50 °C
Humedad Ambiente	30 a 95 %	10 a 95 %
Presión Ambiente	700 a 1060 hPa	500 a 1060 hPa

Las imágenes y/o gráficas son meramente ilustrativas. La información puede no corresponder con productos fabricados o importados con antelación a la fecha de emisión de este documento.

EETT-ALMOHADILLA TÉRMICA CERVICAL AL92-GR v03

La última hoja de este documento puede no estar visible debido a que es de uso interno del Sistema de Gestión de Calidad de Silvestrin Fabris S.R.L.