



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

CUIDADO Y BIENESTAR



ASPIRADOR NASAL AN10



Imagen ilustrativa

1 año de garantía

Producto de venta libre

Producto no médico

SKU (REF)		AN10
Marca		Silfab
Origen		China
Alimentación nominal		2 pilas AA (1.5Vcc)
Niveles de succión (aspiración)	Cantidad	2
	Baja	≥ 200 mmHg
	Alta	≥ 350 mmHg
	Material	Silicona
Puntas	Cantidad	4 unidades (distintas) + 1 unidad de repuesto
	Tipos	En forma de calabaza
		En forma de embudo
		Ancha (2 unidades)
		Ancha extendida
Contenedor (depósito)		Sí
Libre de BPA		Sí
Botón de succión (Alta – Baja)		Sí <i>(independientes)</i>
Duración de las pilas		1000 operaciones <i>(aproximadamente)</i>
Dimensiones (con una punta)		6 cm / 6 cm / 15 cm <i>(largo / ancho / alto)</i>
Peso (con una punta y pilas)		190 g
Observaciones		Fácil de usar
		Pilas incluidas

EMBALAJE	Caja individual	Caja grupal
Dimensiones (Largo/Ancho/Alto)	193/146/68 mm	455/395/285 mm
Peso	0,36 Kg	9,2 Kg
Código de barras primario (EAN13)	7798028885008	-
Código de barras grupal (DUN14)	-	87798028885004
Unidad de empaque	1	24

CONDICIONES AMBIENTALES	Uso	Almacenamiento
Temperatura ambiente	10 a 40 °C	-20 a 55 °C
Humedad Ambiente	15 a 93 %	15 a 93 %
Presión Ambiente	700 a 1060 hPa	700 a 1060 hPa

Información exclusiva para venta en Argentina

Las imágenes y/o gráficas son meramente ilustrativas. La información puede no corresponder con productos fabricados o importados con antelación a la fecha de emisión de este documento.

EETT-ASPIRADOR NASAL AN10 v02

La última hoja de este documento puede no estar visible debido a que es de uso interno del Sistema de Gestión de Calidad de Silvestrin Fabris S.R.L.