



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

TRATAMIENTO MÉDICO



ASPIRADOR DE SECRECIONES AS10



Imagen ilustrativa

1 año de Garantía

Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Producto médico registrado según P.M. 97-103

SKU (REF)	AS10	
Marca	SILFAB	
Origen	China	
Alimentación nominal	220 Vca ~ 50Hz 0.7 A	
Clase	II	
Parte aplicable	Tipo BF	
Grado de protección contra agua y partículas	IP21	
Presión acústica	< 60 dBA (a 1 metro de distancia)	
Flujo de operación	≥11 l/min	
Presión negativa (vacío) máxima (PNM)	≥87 kPa [0.87 bar 653 mmHg]	
Rango de presión negativa	20 kPa (0.2 bar 150 mmHg) hasta PNM	
Contenedor (frasco)	Capacidad	1100 ml
	Material	Plástico
	Válvula anti-desborde	Sí
Filtro de aire	Sí (3 filtros incluidos)	
Vacuómetro	Sí	
Regulador de vacío	Sí	
Asa de transporte	Sí	
Manguera de aspiración (de silicona)	Sí	
Cánula	No provista	
Modo de funcionamiento	30 minutos encendido 30 minutos apagado	
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto)	26 / 17 / 23 cm	
Largo del cable	1.4 m	
Peso (masa)	3.2 Kg	

EMBALAJE	Caja individual	Caja grupal
Dimensiones (Largo/Ancho/Alto)	335/195/270 mm	410/350/560 mm
Peso	3.75 Kg	15.5 Kg
Código de barras primario (EAN13)	7798028885176	-
Código de barras grupal (GTIN14)	-	37798028885177
Unidad de empaque	1	4

CONDICIONES AMBIENTALES	Uso	Almacenamiento
Temperatura ambiente	5 a 40 °C	-25 a 70 °C
Humedad Ambiente	15 a 93 %	≤ 90%R.H.
Presión Ambiente	700 a 1060 hPa	500 a 1060 hPa

Las imágenes y/o gráficas son meramente ilustrativas. La información puede no corresponder con productos fabricados o importados con antelación a la fecha de emisión de este documento.

EETT-ASPIRADOR DE SECRECIONES AS10 v02

La última hoja de este documento puede no estar visible debido a que es de uso interno del Sistema de Gestión de Calidad de Silvestrin Fabris S.R.L.