



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

PREVENCIÓN Y CONTROL



TENSIÓMETRO DIGITAL CH-456



Imagen ilustrativa

SKU (REF)		CH-456
Marca		Citizen
Origen		China
Tipo		Automático de Brazo
Circunferencia de manga (Mín. – Máx.)		22 - 32 cm
Presión	Rango	0 -280 mmHg
	Exactitud	± 3 mmHg
Pulso	Rango	40 - 180 pulsos/min
	Exactitud	± 5 %
Presión y pulso simultáneos		Sí
Indicador de categoría de presión arterial		Sí
Indicador de arritmia		Sí
Indicador de movimiento		Sí
Memorias de mediciones		90
Promedio últimas 3 mediciones		Sí
Auto apagado		Sí
Fecha y hora		Sí
Alimentación		4 x 1.5 V (Pilas AA) o Fuente de alimentación 6 Vcc; 1A (no incluida)
Autonomía		Aprox. 1000 mediciones (con pilas alcalinas)
Accesorios opcionales		Manga de circunferencia 22 – 42 cm (MAPB2) Fuente de alimentación (FA1)
Observaciones		Diseño de escritorio Con compartimiento para guardar manga

Garantía	
5 años (Equipo)	1 año (Manga)
Venta libre	
Producto médico registrado según P.M. 97-08	

AVALADO POR



EMBALAJE	Caja individual	Caja grupal
Dimensiones (Largo/Ancho/Alto)	130 / 115 / 185 mm	590 / 400 / 300 mm
Peso	0,81 Kg	17 Kg
Código de barras primario (EAN13)	4580193650917	-
Unidad de empaque	1	20

CONDICIONES AMBIENTALES	Uso	Almacenamiento
Temperatura ambiente	10 a 40 °C	-20 a 60 °C
Humedad Ambiente	30 a 85 %	10 a 95 %
Presión Ambiente	800 a 1050 hPa	

Información exclusiva para venta en Argentina

Las imágenes y/o gráficas son meramente ilustrativas. La información puede no corresponder con productos fabricados o importados con antelación a la fecha de emisión de este documento.

EETT-TENSIÓMETRO DIGITAL CH-456 v03

La última hoja de este documento puede no estar visible debido a que es de uso interno del Sistema de Gestión de Calidad de Silvestrin Fabris S.R.L.