



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

PREVENCIÓN Y CONTROL



TENSIÓMETRO DIGITAL CH-657



SKU (REF)		CH-657
Marca		Citizen
Origen		China
Tipo		Automático de Muñeca
Circunferencia de manga (Mín. – Máx.)		13,5 – 21,5 cm
Presión	Rango	0 -280 mmHg
	Exactitud	± 3 mmHg
Pulso	Rango	40 - 180 pulsos/min
	Exactitud	± 5 %
Presión y pulso simultáneos		Sí
Indicador de clasificación de hipertensión		No
Indicador de latidos cardíacos irregulares		Sí
Indicador de movimiento		Sí
Memorias de mediciones		90
Promedio últimas 3 mediciones		Sí
Auto apagado		Sí
Fecha y hora		No
Alimentación		2 pilas AAA
Autonomía		Aprox. 400 mediciones (con pilas alcalinas)

Equipo: 5 años de garantía | Manga: 1 año de garantía

Venta libre

Producto médico registrado según P.M. 97-24

AVALADO POR



EMBALAJE	Caja individual	Caja grupal
Dimensiones (Largo/Ancho/Alto)	95 / 55 / 135 mm	570 / 290 / 230 mm
Peso	0,27 Kg	12 Kg
Código de barras primario (EAN13)	4580193650627	-
Código de barras primario (DUN14)	-	34580193650628
Unidad de empaque	1	40

CONDICIONES AMBIENTALES	Uso	Almacenamiento
Temperatura ambiente	10 a 40 °C	-20 a 60 °C
Humedad Ambiente	30 a 85 %	10 a 95 %
Presión Ambiente	800 a 1050 hPa	

Información exclusiva para venta en Argentina

Las imágenes y/o gráficas son meramente ilustrativas. La información puede no corresponder con productos fabricados o importados con antelación a la fecha de emisión de este documento.

EETT-TENSIÓMETRO DIGITAL CH-657 v05

La última hoja de este documento puede no estar visible debido a que es de uso interno del Sistema de Gestión de Calidad de Silvestrin Fabris S.R.L.