



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

PREVENCIÓN Y CONTROL



TENSIÓMETRO DIGITAL CHUD514



Equipo: 5 años de Garantía | Manga: 1 año de garantía

Venta libre

Producto médico registrado según P.M. 97-63

AVALADO POR



Clinically validated
ESH protocol

ESH: Sociedad Europea de Hipertensión

SKU (REF)		CHUD514
Marca		Citizen
Origen		China
Tipo		Automático de Brazo
Circunferencia de manga (Mín. – Máx.)		22 - 32 cm
Presión	Rango	Sistólica: 60 - 260 mmHg Diastólica: 40 - 199 mmHg
	Exactitud	± 3 mmHg
Pulso	Rango	40 - 180 pulsos/min
	Exactitud	± 5 %
Presión y pulso simultáneos		Sí
Indicador de clasificación de hipertensión		Sí, 6 segmentos
Indicador de arritmia		Sí
Indicador de movimiento		No
Memorias de mediciones		99
Promedio últimas 3 mediciones		Sí
Auto apagado		Sí
Fecha y hora		Sí
Alimentación		4 pilas AA
Autonomía		Aprox. 420 mediciones (con pilas alcalinas)
Accesorios opcionales		Fuente de alimentación

EMBALAJE	Caja individual	Caja grupal
Dimensiones (Largo/Ancho/Alto)	125 / 110 / 162 mm	590 / 180 / 295 mm
Peso	0,625 Kg	6,80 Kg
Código de barras primario (EAN13)	4580193651495	-
Unidad de empaque	1	10

CONDICIONES AMBIENTALES	Uso	Almacenamiento
Temperatura ambiente	5 a 40 °C	-20 a 55 °C
Humedad Ambiente	≤ 85 %	≤ 95 %
Presión Ambiente	800 a 1050 hPa	800 a 1050 hPa

Información exclusiva para venta en Argentina

Las imágenes y/o gráficas son meramente ilustrativas. La información puede no corresponder con productos fabricados o importados con antelación a la fecha de emisión de este documento.

EETT-TENSIÓMETRO DIGITAL CHUD514 v03

La última hoja de este documento puede no estar visible debido a que es de uso interno del Sistema de Gestión de Calidad de Silvestrin Fabris S.R.L.