



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

TRATAMIENTO MÉDICO



NEBULIZADOR MICRO PISTÓN NB80



1 año de Garantía

Producto de venta libre

Producto médico registrado según P.M. 97-35

anmat

Modelo Web REF.	NB80	
Marca	Rossmax	
Origen	China	
Alimentación nominal	12 Vcc	
Fuente de alimentación	Entrada	100-240 V / 50-60 Hz
	Salida	12 Vcc - 1 A
Presión acústica	≤ 55 dBA	
Presión acústica	Kg/cm ²	
Presión de salida	1,12	
Capacidad de nebulización	5 ml	
Tasa de nebulización	≥ 0,2 ml/min (válvula abierta) / ≥ 0,08 ml/min (válvula cerrada)	
Tamaño medio de partícula	≤ 2,6 µm	
Caudal de aire	≥ 2 l/min	
Modo de funcionamiento	15 minutos encendido - 45 minutos apagado	
Incluye Kit completo de nebulización	Sí	
Observaciones	Adaptador vehicular (Cód.:CV005) -No incluido-	
	Pipeta nebulizadora con tecnología de válvula regulable.	

EMBALAJE	Individual	Grupal
Dimensiones (Largo/Ancho/Alto)	240/156/160 mm	500/330/367mm
Peso	0,86 Kg	8 Kg
Código de barras primario (EAN13)	7415139610100	-
Código de barras grupal (GTIN14)	-	-
Unidad de empaque	1	20

CONDICIONES AMBIENTALES	Uso	Almacenamiento
Temperatura ambiente	5 a 40 °C	-10 a 40 °C
Humedad Ambiente	30 a 95 %	10 a 95 %
Presión Ambiente	700 a 1060 hPa	500 a 1060 hPa

Información exclusiva para venta en Argentina

Las imágenes y/o gráficas son meramente ilustrativas. La información puede no corresponder con productos fabricados o importados con antelación a la fecha de emisión de este documento.

EETT-NB80 v03 Nebulizador micro pistón Infantil

La última hoja de este documento puede no estar visible debido a que es de uso interno del Sistema de Gestión de Calidad de Silvestrin Fabris S.R.L.