



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

TRATAMIENTO MÉDICO



NEBULIZADOR MESH miniMESH NM10



Imágenes ilustrativas

Escaneá el QR para descargar los manuales y obtener más información

descargas.silfab.com.ar/nebulizadores/



1 año de Garantía (incluye cabezal)

Producto de venta libre

Producto médico registrado según P.M. 97-100

anmat

Modelo Web REF.	NM10
Marca	Silfab
Origen	Argentina
Alimentación nominal	5 Vcc $\pm$ 2.5 W
Conexión	USB-C
Fuente de alimentación (no incluida)	Celular con USB-C *
Clase eléctrica	II
Parte Aplicable	Tipo BF
Tamaño medio de partícula (MMAD)	2,8 μ m
Fracción Respirable (FR)	$\geq$ 78 %
Capacidad máxima de nebulización	8 ml
Volumen de llenado mínimo recomendado	$\geq$ 2 ml
Volumen residual	0.07 ml
Modo de funcionamiento	Continuo
Apagado automático de seguridad	25 minutos
Vida útil del cabezal	160 horas de uso (Aproximadamente)
Masa	100 g
Función auto limpieza	Sí
Bolsa de transporte	Sí
Adaptador USB-C a USB-A	Sí
El producto contiene	Unidad principal, cabezal, máscaras (grande y chica), adaptador bucal, bolsa de transporte, adaptador USB y Manual de uso Rápido
Observaciones	*No compatible con Apple Lightning. Otras opciones ver manual de uso
Accesorios opcionales	Kit completo de nebulización (A-NM1) Cabezal (A-NM2)

EMBALAJE	Caja individual	Caja grupal
Dimensiones (Largo/Ancho/Alto)	170 / 90 / 90 mm	268 / 175 / 179 mm
Peso	0.167 Kg	1.12 Kg
Código de barras primario (EAN13)	7798028884797	-
Código de barras grupal (DUN14)	-	47798028884797
Unidad de empaque	1	6

CONDICIONES AMBIENTALES	Uso	Almacenamiento
Temperatura ambiente	5 a 40 °C	-10 a 50 °C
Humedad Ambiente	30 a 95 %	10 a 95 %
Presión Ambiente	700 a 1060 hPa	500 a 1060 hPa

Información exclusiva para venta en Argentina

Las imágenes y/o gráficas son meramente ilustrativas. La información puede no corresponder con productos fabricados o importados con antelación a la fecha de emisión de este documento.

EETT-NEBULIZADOR MESH miniMESH NM10 vw02

La última hoja de este documento puede no estar visible debido a que es de uso interno del Sistema de Gestión de Calidad de Silvestrin Fabris S.R.L.