



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

TRATAMIENTO MÉDICO



NEBULIZADOR USO CONTINUO N32



Máscaras



1 Año de Garantía

Producto de venta libre

Producto médico registrado según P.M. 97-2

anmat

Modelo Web REF.	N32-A
Marca	Silfab
Origen	Argentina
Alimentación nominal	220 V ~ 50 Hz
Corriente nominal	1,15 A
Potencia	130 W
Clase eléctrica	I
Presión acústica	63,6 dBA
Presión de salida	1,5 - 1,7 Kg/cm ²
Capacidad de nebulización por salida	7 ml
Tasa de nebulización	0,35 ml/min
Tamaño medio de partícula	3,5 µm
Caudal de aire máximo	28 l/min
Modo de funcionamiento	Continuo
Incluye Kit completo de nebulización	Sí (P62PD)
Accesorios compatibles	P12 P52PD P59 P66 P71

EMBALAJE	Caja individual	Caja grupal
Dimensiones (Largo/Ancho/Alto)	240/148/255 mm	485/300/265 mm
Peso	5,1 Kg	21 Kg
Código de barras primario (EAN13)	7798028880102	-
Código de barras grupal (GTIN14)	-	17798028880109
Unidad de empaque	1	4

CONDICIONES AMBIENTALES	Uso	Almacenamiento
Temperatura ambiente	5 a 40 °C	-10 a 50 °C
Humedad Ambiente	30 a 95 %	10 a 95 %
Presión Ambiente	700 a 1060 hPa	500 a 1060 hPa

Las imágenes y/o gráficas son meramente ilustrativas. La información puede no corresponder con productos fabricados o importados con antelación a la fecha de emisión de este documento.

EETT-NEBULIZADOR USO CONTINUO N32 v02

La última hoja de este documento puede no estar visible debido a que es de uso interno del Sistema de Gestión de Calidad de Silvestrin Fabris S.R.L.