



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

AYUDA TÉCNICA



SILLA DE RUEDA A BATERÍA PLEGABLE



Imagen ilustrativa

1 año de Garantía

Producto de venta libre

Producto médico registrado según P.M. 97-61

SKU (REF)			SRBT1046
Origen			China
Plegable			Sí
Estructura <i>(Material)</i>			Acero (color gris)
Respaldo y Asiento <i>(Material)</i>			Tela (color negro y azul)
Tipo de cruceta			Doble
Apoya brazos	Desmontables		No
	Bajo escritorio		No
	Rebatibles		Sí (Flip up)
	Almohadillas		Plástico (color negro)
Pedanas	Desmontables		Sí
	Rebatibles		Sí (hacia arriba)
	Regulables		Sí (tres posiciones)
	Apoya pies	Rebatibles	Sí
		Material	Plástico (color negro)
Sistema elevapiernas			No
Frenos	En ruedas		Sí
	En manubrio		No
Ruedas	Delanteras	Tipo	PU
		Tipo	PU
	Traseras	Aro de propulsión	No
		Sistema quick release	No
	Antivuelco		Sí (dos)
Parámetros principales	Ancho Máximo (A)		63 cm (Abierta) 40 cm (Plegada)
	Largo Máximo (B)		100 cm
	Altura Máxima (C)		89 cm
	Ancho entre apoyabrazos (D) <i>(Interior)</i>		45 cm
	Largo Asiento (E) <i>(desde el frente del asiento hasta el respaldo)</i>		45 cm
	Altura Asiento (F) <i>(del suelo a la parte superior del asiento)</i>		50 cm
	Altura Respaldo (G) <i>(del asiento a la parte superior del respaldo)</i>		35 cm
	Respaldo <i>(Dimensiones)</i>		43 cm (Ancho) 42 cm (Alto)
	Asiento <i>(Dimensiones)</i>		46 cm (Ancho) 42 cm (Largo)
	Ø Ruedas		20 cm (Delanteras) 30 cm (Traseras)
Velocidad Máxima			6 Km/h

Información exclusiva para venta en Argentina

Las imágenes y/o gráficas son meramente ilustrativas. La información puede no corresponder con productos fabricados o importados con antelación a la fecha de emisión de este documento.

EETT-SILLA DE RUEDAS A BATERÍA SRBT1046 v02

La última hoja de este documento puede no estar visible debido a que es de uso interno del Sistema de Gestión de Calidad de Silvestrin Fabris S.R.L.

Distancia de Frenado			1 m
Altura Máxima de Obstáculos			4 cm
Pendiente Máxima			6° (Ascenso) 6° (Descenso)
Alimentación	Tipo	Batería de plomo-ácido	
	Batería	Pack	2
		Características nominales	12 Vcc - 12Ah (cada una)
Motor		Cantidad	2
		Potencia	250 W (cada uno)
		Desacople	Automático
Autonomía máxima <i>(Dependiente de las condiciones de uso)</i>			De 12 a 15 km (aproximadamente)
Peso Máximo soportado			110 kg
Peso Neto			30 kg (con accesorios)
Cargador de batería	Tipo	Para baterías de plomo-ácido	
	Entrada	115-230 V 50-60 Hz 2.7-1.7 A	
	Salida	24 Vcc 6A (5A)	
Otras características	Bocina	Sí	
	Bolsillo	Sí (en respaldo)	
	Cinturón de seguridad	Sí	
	Ojo de buey	No	
	Luces	No	
	Respaldo rebatible	Sí	
	Accesorios	No	
Observaciones			-

EMBALAJE	Caja individual	CONDICIONES AMBIENTALES	Uso	Almacenamiento
Dimensiones (Largo/Ancho/Alto)	69 / 36 / 75 cm	Temperatura ambiente	0 a 50 °C	-10 a 60 °C
Peso	32.8 Kg	Humedad Ambiente	30 a 95 %	10 a 95 %
Código de barras primario (EAN13)	7798028884988	Presión Ambiente	700 a 1060 hPa	500 a 1060 hPa
Unidad de empaque	1			

